

La linea di accessori Micromed per il supporto negli interventi di vitrectomia

Dispositivi e accessori di supporto per l'aspirazione di sostanze a medio/alta viscosità nel corso di interventi di chirurgia vitreoretinica.



## GLI ADATTATORI

*Gli Adattatori Micromed, predisposti per i sistemi di infusione più diffusi, sono elementi di connessione per il collegamento delle siringhe, o di altri dispositivi luer lock compatibili, alle apparecchiature di maggiore reperibilità.*

## LE CANNULE PER FLUIDI VISCOSI

*Le Cannule per fluidi viscosi Micromed sono costruite utilizzando speciali microtubi per usi medicali, realizzati con pareti estremamente sottili per consentire un flusso consistente di fluidi viscosi anche nelle applicazioni che richiedono dimensioni 23G e 25G.*

*Come la generalità delle cannule, anche le cannule per fluidi viscosi prodotte da Micromed sono dotate della connessione luer lock per un agevole collegamento a siringhe o altri sistemi di infusione.*

## VISCO EXTRUSION SET

*I Dispositivi ViscoExtrusion Micromed con serbatoio sono dispositivi utilizzati per l'aspirazione di sostanze viscosi inserite nel bulbo oculare durante la chirurgia vitreoretinica, siano esse in forma compatta o sotto forma di emulsione o bollicine libere o intrappolate nei tessuti retinici*

La linea di accessori Micromed per il supporto negli interventi di vitrectomia

## LINEA PRODOTTI E CODICI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

### GLI ADATTATORI

<b>MMD-572</b>	Adattatore luer lock F / Millennium
<b>MMD-573</b>	Adattatore luer lock F / Accurus
<b>MMD-574</b>	Adattatore luer lock F / AMO - Optikon
<b>MMD-575</b>	Adattatore luer lock F / Oertli - Optikon



**MMD-572**



**MMD-573**



**MMD-574**



**MMD-575**

### LE CANNULE PER FLUIDI VISCOSI

<b>MMD-532</b>	Cannula ultrasottile per iniezione di fluidi viscosi 23G (7mm)
<b>MMD-534</b>	Cannula ultrasottile per iniezione di fluidi viscosi 25G (7mm)



**MMD-532**



**MMD-534**

### VISCO EXTRUSION SET

<b>MMD-610</b>	Visco Extrusion Set con serbatoio (Siringa, linea di aspirazione e cannule)
----------------	---



**MMD-610**

### CONFEZIONAMENTO

Il contenuto della confezione è sterilizzato a Ossido di Etilene - Scatola piccola (90x130x35)mm o grande (120x170x40)mm